



Una sola inyección. Un tratamiento único.

MONOVISC™ es un logro único en el tratamiento de la osteoartritis (OA). Es el único viscosuplemento de inyección única aprobado para el alivio del dolor articular.

todo Articulaciones sinoviales. Creado por los creadores de ORTHOVISC®, MONOVISC está especialmente formulado para una sola inyección, lo que le brinda mayor durabilidad en una sola inyección segura y fácil de usar.

INYECCIÓN ÚNICA

Sólo se necesita una inyección de MONOVISC para tratar los síntomas de la OA.

Otros viscosuplementos pueden requerir hasta cinco inyecciones para el mismo tratamiento.

El régimen de inyección única:

- Disminuye las visitas al consultorio
- Reduce costes e inconvenientes para el paciente.
- Reduce el riesgo o la dificultad asociada con múltiples inyecciones.

LA DIFERENCIA MONOVISC

MONOVISC está especialmente formulado para un tratamiento de inyección única.

Reticulación ligera:

- Estabiliza los polímeros de ácido hialurónico (HA) para mayor durabilidad.
- Conserva todos los beneficios naturales del HA

EL TRATAMIENTO SINGULAR

MONOVISC está diseñado para reemplazar o complementar el líquido sinovial.

- MONOVISC proporciona tanta HA en una sola inyección como tres inyecciones de ORTHOVISC
- El HA de alto peso molecular proporciona excelentes propiedades físicas
- La jeringa ergonómica proporciona una inyección segura, eficaz y fácil a través de una aguja de calibre 18 a 21

FUENTE NATURAL Y SEGURA

MONOVISC está elaborado a partir de hialuronano natural, no animal y altamente purificado.



ACERCA DE MONOVISC

Descripción

MONOVISC es una solución de hialuronato de sodio estéril, apirógena, ligeramente reticulada con un reticulante químico patentado.

- Contiene hialuronato de sodio ligeramente reticulado (NaHA) disuelto en solución salina tamponada con fosfato a osmolalidad fisiológica
- Fabricado a partir de sodio ultrapuro de alto peso molecular. hialuronato producido por fermentación bacteriana

Solicitud

La inyección de hialuronato de sodio reticulado MONOVISC es una inyección intraarticular única de hialuronato de sodio reticulado diseñada para tratar los síntomas de la osteoartritis.

Indicación

MONOVISC está indicado como suplemento viscoelástico o sustituto para el líquido sinovial en las articulaciones humanas.

- Muy adecuado para el tratamiento de los síntomas de las articulaciones humanas. disfunciones como la osteoartritis
- Las acciones de MONOVISC son lubricación y soporte mecánico.

Instrucciones de uso

La cantidad necesaria de MONOVISC se inyecta a través de un tubo estéril. aguja hipodérmica desechable de calibre adecuado en el espacio articular seleccionado.

Reacciones adversas

El ácido hialurónico es un componente natural de los tejidos del cuerpo. MONOVISC se somete a rigurosas pruebas para garantizar que cada lote cumpla con los atributos de calidad del producto. Dado que el hialuronato de sodio... Las moléculas no son inflamatorias, por lo que cualquier respuesta flogística se considera causada por el procedimiento invasivo. Ocasionalmente se han observado episodios leves a moderados de hinchazón y malestar transitorios. después de la inyección intraarticular de preparaciones de hialuronato de sodio. Los riesgos generales asociados con el procedimiento de inyección de sustancias en las articulaciones pueden incluir infecciones y sangrado.

Cómo se suministra

MONOVISC es una preparación viscoelástica estéril que se suministra en un envase desechable. Jeringa de vidrio con una capacidad de 4,0 ml. Cada jeringa contiene un compuesto ligeramente reticulado. hialuronato de sodio disuelto en solución salina tamponada con fosfato.

Almacenamiento

Conservar entre 2°C y 25°C.

Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa del producto.

